

# GEL WARMER FF-2A

- ◆超音波検査に使用するゲルの保温に。快適に超音波検査を受けていただくことができます。
- ◆スタイリッシュにゲルを保温します。





## GEL WARMER FF-2A

### 〈特徴〉

- ◆サーモスタット温度自動制御機能により、安全・快適にゲルを保温できます。
- ◆底蓋を取り出し洗浄できるので掃除も簡単に行えます。
- ◆持ち運びやすい小型・軽量タイプです。自立させて使用しても安定感があります。
- ◆GE 製超音波診断装置 LOGIQ シリーズで使用すると装置のオプションとして色合いに統一感を持って使用することができます。

### 〈仕様〉

- 加温温度・・・40℃ ±5℃
- 温度制御・・・サーモスタット自動制御
- 適用ゲルの容器・・・直径 51mm

- 電源・・・AC100V 15W±15%
- 寸法・・・約Φ 70mm×143mm
- 重量・・・約 500g

### 〈製造元〉

エフアンドエフ株式会社

# LOGIQLEAN

Gel for Ultrasound



逆止弁

ゲルが垂れずにきれが良い



LOGIQLEAN ボトル



LOGIQLEAN パウチ

### Bottle:250g 入り

スタンドタイプなのでゲルがすぐに出ます。逆止弁つきなのでゲルが垂れずに必要量が出せます。

### Pouch:2kg 入り

パウチタイプなので最後まで楽につめかえられムダがありません。コンパクトなので保管場所を取りません。空ボトル 2 個 / 箱入。

商品名	商品 No.	入り本数
LOGIQLEAN Hard type(硬め) ボトル	2369385	250g/ 本 1 箱 12 本入り
LOGIQLEAN Middle type(普通) ボトル	2369386	250g/ 本 1 箱 12 本入り
LOGIQLEAN Hard type(硬め) つめかえパウチ	2369387	2kg/ 袋 1 箱 4 袋入り
LOGIQLEAN Middle type(普通) つめかえパウチ	2369388	2kg/ 袋 1 箱 4 袋入り

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

消耗品受注センター 0120-187-855

[www.gehealthcare.co.jp](http://www.gehealthcare.co.jp)

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。  
Rev.3.0 7AK-BK-K(KQ) Printed in Japan Bulletin M3A28